

Nome Analisi	Prelievo	Informazioni
ACIDO LATTICO	Siero	
ACIDO VALPROICO	Siero	
ACTH	Plasma	
ACTH-CORTICOTROPINA MATTINO	Plasma	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ACTH-CORTICOTROPINA POMERIGGIO	Plasma	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ALBUMINA URINARIA (MICROALBUMINURIA)	Urine	Consegnare in Laboratorio 1 provetta di urine mattino
ALBUMINEMIA	Siero	
ALFA 1 ANTITRIPSINA	Siero	
ALFAFETOPROTEINA	Siero	
AMILASI	Siero	
AMILASURIA	Urine, Urine 24 h	Come da richiesta del Medico. Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
AMMONIO	Plasma	
ANALISI DI RIARRANGIAMENTI ESTESI (MLPA)	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ANALISI MOLECOLARE DEI GENI APC E MUTYH (POLIPOSI)	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ANALISI MOLECOLARE DEI GENI BRCA1-BRCA2	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ANALISI MOLECOLARE DEI GENI MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ANALISI MOLECOLARE DEL GENE EGFR (BIOPSIA LIQUIDA)	Sangue intero	Eseguibile solo martedì e giovedì
ANALISI MOLECOLARE DEL GENE MEN 1 (SINDROME MEN 1)	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ANALISI MOLECOLARE GENE RET (SINDROME MEN 2)	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
ANTICORPI ANTI RECETTORE TSH	Siero	
ANTI-TIREOGLOBULINA	Siero	
ANTI-TPO	Siero	
ANTITROMBINA	Plasma citrato	
APOLIPOPROTEINA A	Siero	
APOLIPOPROTEINA B	Siero	
APTOGLOBINA	Siero	
ASPARTATO AMINO TRANSFERASI (AST/GOT)	Siero	
ALANINA AMINO TRANSFERASI (ALT/GPT)	Siero	
AZOTEMIA	Siero	
AZOTURIA	Urine, Urine 24 h	Come da richiesta del Medico. Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
BETA 2 MICROGLOBULINA	Siero	
BETA HCG	Siero	
BILIRUBINA DIRETTA	Siero	
BILIRUBINA TOTALE	Siero	
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	Siero	

CA 125	Siero	
CA 15-3	Siero	
CA 19-9	Siero	
CA 72-4	Siero	
CALCIO	Siero	
CALCITONINA	Plasma	
CALCIURIA	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
CAPACITA LEGANTE Fe INSATURO	Siero	
CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA (FREE LIGHT CHAIN)	Siero	
CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA (FREE LIGHT CHAIN)	Siero	
CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA URINARIE	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA URINARIE	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
CEA	Siero	
CK-MB (massa)	Siero	
CLORO	Siero	
CLORURIA	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
COLESTEROLO HDL	Siero	
COLESTEROLO LDL	Siero	LDL misurato
COLESTEROLO TOTALE	Siero	
COLINESTERASI	Siero	
COMPLEMENTO (C3)	Siero	
COMPLEMENTO (C4)	Siero	
CORTISOLO	Siero	
CORTISOLO MATTINA	Siero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
CORTISOLO POMERIGGIO	Siero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
CREATINFOSFOCHINASI	Siero	
CREATININA	Siero	
CREATININA CLEARANCE	Urine 24 h, Siero	L'esame necessita sia di prelievo venoso che delle Urine 24h. Cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame. Calcolo.
CREATINURIA	Urine, Urine 24 h	Come da richiesta del Medico. Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame

CURVA GLICEMICA (6 det.)	Siero	Eseguibile da lunedì a sabato entro le ore 9:30
CURVA GLICEMICA A 3 PUNTI	Siero	Eseguibile da lunedì a sabato entro le ore 9:30
CYFRA 21-1	Siero	
DIAGNOSTICA CITOGENETICA ONCOEMATOLOGICA	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
DIAGNOSTICA CITOFLUORIMETRICA ONCOEMATOLOGICA	Sangue intero	Eseguibile previo accordo con il Laboratorio
D-DIMERO	Plasma citrato	
DHEA-S	Siero	
eGFR (Filtrazione glomerulare)	Siero	Calcolo della Velocità di filtrazione glomerulare (eGFR) basata sul valore della creatinina sierica. Calcolo.
EMOCROMO	Sangue intero	
EMOGLOBINA GLICATA	Sangue intero	
ENOLASI GAMMA	Siero	
ESAME MORFOLOGICO SANGUE	Sangue intero	
ESTRADIOLO	Siero	
FATTORE REUMATOIDE	Siero	
FATTORE DELLA COAGULAZIONE II	Plasma citrato	
FATTORE DELLA COAGULAZIONE V	Plasma citrato	
FATTORE DELLA COAGULAZIONE VII	Plasma citrato	
FATTORE DELLA COAGULAZIONE VIII	Plasma citrato	
FATTORE DELLA COAGULAZIONE IX	Plasma citrato	
FATTORE V MUTAZIONE G1691A (Fattore V Leiden)	Sangue intero	
FATTORE V MUTAZIONE H1299R	Sangue intero	
FATTORE II (PROTROMBINA) MUTAZIONE G20210A	Sangue intero	
FERRITINA	Siero	
FIBRINOGENO	Plasma citrato	
FOLATO	Siero	
FOSFATASI ALCALINA	Siero	
FOSFATURIA	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
FOSFORO	Siero	
FT3	Siero	
FT4	Siero	
GAMMA-GLUTAMILTRANSFERASI	Siero	
GLICEMIA	Siero	
GLICEMIA POST COLAZIONE	Siero	Eseguibile da lunedì a sabato
GLICEMIA POST-PRANDIALE	Siero	Eseguibile da lunedì a venerdì. Prelievo entro le ore 15:00
GLUCOSIO URINARIO	Urine, Urine 24 h	Come da richiesta del Medico. Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame

HE4 (HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4)	Siero	Prestazione in tariffa AZIENDALE
IGE TOTALI (PRIST)	Siero	
IMMUNOGLOBULINA A	Siero	
IMMUNOGLOBULINA G	Siero	
IMMUNOGLOBULINA M	Siero	
INSULINA	Siero	
INSULINA POST COLAZIONE	Siero	Eseguibile da lunedì a sabato
INSULINA POST PRANDIALE	Siero	Eseguibile da lunedì a venerdì. Prelievo entro le ore 15:00
INSULINA (CURVA DA CARICO)	Siero	Eseguibile da lunedì a sabato entro le ore 9:30
LATTATO DEIDROGENASI	Siero	
LIPASI	Siero	
LIPOPROTEINA (a)	Siero	
LUPUS ANTICOAGULANTE	Plasma citrato	
MAGNESIO	Siero	
METHOTREXATE	Siero	
MIOGLOBINA	Siero	
MTHFR mutazione A1298C	Sangue intero	
MTHFR mutazione C677T	Sangue intero	
MUCOPROTEINE (AAG)	Siero	
NT-proBNP	Siero	
OMOCISTEINA	Plasma	Astenersi da fumo e caffè dalla sera precedente. Prestazione in tariffa AZIENDALE
ORMONE ANTIMULLERIANO	Siero	Prestazione in tariffa AZIENDALE
ORMONE FOLLICOLOSTIMOLANTE (FSH)	Siero	
ORMONE LUTEINIZZANTE	Siero	
OSMOLALITA' SIERO	Siero	Calcolo. Serve la determinazione di Na, K, Glucosio, Urea
OSMOLALITA' URINE	Urine, Urine 24 h	Calcolo. Serve la determinazione di Na, K, Glucosio, Urea
OSTEOCALCINA	Plasma	
PAI - 1 mutazione 4G/5G	Sangue intero	
PARATORMONE	Plasma	
PEPTIDE C	Plasma	
PEPTIDE C Dosaggi seriati dopo carico di glucosio	Plasma	Eseguibile da lunedì a sabato entro le ore 9:30
POTASSIO	Siero	
POTASSURIA	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
PROGESTERONE	Siero	
PROLATTINA	Siero	
PROLATTINA CURVA	Siero	
PROTEINA C ANTICOAGULANTE	Plasma citrato	
PROTEINA C REATTIVA	Siero	

PROTEINA S LIBERA	Plasma citrato	
PROTEINE TOTALI	Siero	
PROTEINE TOTALI URINARIE	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
PROTEINE (elettroforesi delle proteine incluso dosaggio proteine totali)	Siero	
PROTEINE URINARIE (elettroforesi delle proteine incluso dosaggio proteine totali)	Urine, urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
PROTEINURIA DI BENICE JONES	Urine	Consegnare in Laboratorio 2 provette di urine mattino. Se richiesta anche la quantificazione di catene leggere libere kappa e lambda urinarie, è necessaria la raccolta urine 24 h (cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame)
PROTEINE-IMMUNOFISSAZIONE Sierica	Siero	
PROTEINE-IMMUNOFISSAZIONE Urinaria	Urine	
PROTROMBINA FRAMMENTI 1+2	Plasma citrato	
PSA TOTALE	Siero	
PSA LIBERO	Siero	
RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	Plasma citrato	
RETICOLOCITI	Sangue intero	
SANGUE OCCULTO FECI	Feci	Non occorre dieta. Qualora venga richiesto l'esame su tre campioni è necessario raccogliere un campione su tre diverse emissioni di feci (anche dello stesso giorno). Dopo la raccolta conservare il campione in frigorifero
SIDEREMIA	Siero	
SODIO	Siero	
SODIURIA	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
TEMPO DI PROTROMBINA	Plasma citrato	
TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATO	Plasma citrato	
TESTOSTERONE	Siero	
TIREOGLOBULINA	Siero	
TITOLO ANTISTREPTOLISINICO (TAS)	Siero	
TRANSFERRINA	Siero	
TRIGLICERIDI	Siero	
TROPONINA T-hs	Siero	
TSH	Siero	

TSH REFLEX	Siero	
URICEMIA	Siero	
URICURIA	Urine 24 h	Il Paziente deve cominciare la raccolta delle Urine 24 h il giorno prima dell'esame
URINE Esame chimico-fisico e microscopico	Urine	Se richiesto anche urinocoltura munirsi di 1 provetta per esame urine chimico-fisico e di 1 contenitore per esame colturale
VANCOMICINA	Siero	
VES	Sangue intero	
VITAMINA B12	Siero	
VITAMINA D	Siero	