

ALLEGATO 1

PRODOTTI DICHIARATI INFUNGIBILI:

- **Cuscini per l'immobilizzazione dei pazienti in schiuma poliuretana BI-componente ed espandibile, completamente sigillati; rivestiti in tessuto di microfibra e che non richiedono aria o acqua per essere attivati. Distribuiti per l'Italia da Tema Sinergie S.p.A.**
Sono richieste forme e dimensioni specifiche per il posizionamento di:
 - **Braccia: dimensioni preferibilmente 70 x 90 cm, di forma a L per contenere spalle e un braccio nr.20 MOD ARM T3003**
 - **Gambe: dimensioni preferibilmente 70 x 130 cm, di forma a L per contenere bacino e una gamba, nr.70 MOD LEG T3004**
 - **Estremità: dimensioni preferibilmente 70 x 30 cm, di forma rettangolare per contenere le estremità, nr.30 MOD LIMB T3006**
 - **Multiuso: dimensioni preferibilmente 70 x 70 cm, di forma quadrata per qualsiasi distretto, nr.40 MOD JOLLI T3002**

- **Materiale di consumo compatibile con sistema Comfort Marker 2.0 tatuaggi, già in possesso Distribuito per l'Italia da Tema Sinergie S.p.A..**
- **Descrizione : 60 confezioni (ogni confezione completa di 50 kit contiene quanto descritto in seguito:Patient marking set. Includes:safety needle (qty 50), ink cup (qty 50),bleck radsafe pigment (qty 50).**

• **Fornitura di N. 8 set di poggiatesta di 5 forme diverse specifici per sistema MONARCH
Già in uso**

• **Fornitura di N. 30 cuscino a vuoto con taglio per poggiatesta specifici per sistema
MONARCH già in uso.**