ALLEGATO 1

L'attuale gestione dosimetrica tramite il portale Tecnorad consente:

- a) Gestione digitale della scheda dosimetrica con aggiornamento automatico delle dosi fornite dai dosimetri sia personali che ambientali e smaterializzazione delle schede certacee;
- b) Consultazione in qualsiasi momento e luogo delle risposte dosimetriche, degli eventuali superamenti di dose;
- c) Automatizzazione della sorveglianza dosimetrica dei singoli lavoratori con una agevole attribuzione della dose a quest'ultimi minimizzando la possibilità di errori;
- d) Conservazione legale dei dati e dei documenti ivi compresi la validazione di questi ultimi tramite forma digitale
- e) Estrazione dal portale di tutti i report che sono necessari al fine della trasmissione delle dosi attribuite al medico autorizzato sia per lavoratori che per reparto;
- f) Estrazione del cedolino dosimetrico da consegnare annualmente al singolo lavoratore
- g) Possibilità di inserimento, sospensione temporanea e/o definitiva in tempo reale di un lavoratore sorvegliato
- h) Possibilità di variazione e/o sospensione in tempo reale della tipologia di dosimetro assegnato ad un lavoratore;
- i) Assegnazione di dosimetri di riserva
- j) Utilizzo del dosimetro Green TLD Badge contenente un RFID integrato che consente il massimo livello di tracciabilità in quanto i punti di controllo possono venire stabiliti in tutte le fasi del ciclo del dosimetro.

FABBISOGNO TRIENNALE:

>	GREEN TLD BADGE (HG) PERSONALE/AMBIENTALE/TESTIMONE	CIRCA 1	4.100
	TLD BRACCIALE (KS) ESTREMITA'/TESTIMONE	CIRCA	4200
\triangleright	TLD CRISTALLINO (H03) CRISTALLINO /TESTIMONE	CIRCA	720
\triangleright	NEURONI TERMICI E VELOCI (CN) PERSONALE/AMBIENTE		
	TESTIMONE	CIRCA	60

SOFTWARE PITAGORA GESTIONE INFORMATIZZATA SCHEDE PERSONALI DOSIMETRICHE LICENZA/ASSISTENZA 36 MESI